


S3

PHARMANEX®



S3-skannern



Vad det är

Den patenterade Pharmanex BioPhotonic Scannern är ett toppmodernt testverktyg som mäter karotenoidnivåerna i levande vävnad på ett icke-invasivt sätt.

S3-skannern är en liten och snabb helt bärbar enhet som styrs trådlöst via en Apple-telefon.



Vad den gör

Den tillhandahåller en omedelbar indikation om en persons globala karotenoidnivåer. Den hjälper till att spåra ditt karotenoidvärde (SCS) över tid medan du gör viktiga kost- och livsstilsändringar.

Skanna när och var som helst.



Hur det fungerar

Optiska signaler via resonans Ramanspektroskopi ger dig nivåerna av karotenoider i huden.

Du får ditt karotenoidvärde genom att placera din hand på framsidan av skannerns blå ljus. Se ditt resultat på 30 sekunder.



Ditt resultat

LÅG
ABSORPTION
AV KARTENOIDER
I HUDVÄVNADEN

Röd 10 000–19 000

Orange 20 000–29 000

NORMAL
ABSORPTION
AV KARTENOIDER
I HUDVÄVNADEN


Gul 30 000–39 000

Grön 40 000–49 000

HÖGRE ABSORPTION
ÄN NORMALT
AV KARTENOIDER
I HUDVÄVNADEN

Blå 50 000–59 000

Platinum 60 000–89 000



Öka ditt värde

DITT VÄRDE ÖKAR OM DU:

- Äter mer frukt och grönt
- Har en sund och stressfri livsstil



Lär dig mer om S3-skannern på nuskin.com – Möjlighet – Scanner

